

Paso a paso Mantenimiento Preventivo Química Sanguínea FUJIFILM, NX700



Paso 1

Realizar inspección física del equipo y evaluar el actual nivel de suciedad exterior



Paso 2

Solicitar apoyo del químico encargado o responsable del área para ejecutar una prueba de funcionamiento y corroborar que el equipo esté operando de manera óptima.



Paso 3

Realizar la prueba de fugas y la lectura de la placa de referencia, con el fin de verificar el porcentaje de suciedad acumulada en la placa del equipo.



Paso 4

Desenergizar el equipo y desarmarlo para realizar una limpieza externa e interna completa, incluyendo ventiladores, filtros, piezas internas y la placa negra de referencia.



Paso 5

Armar nuevamente el equipo, encenderlo y correr la muestra de prueba, confirmando que funcione correctamente tras el mantenimiento.



Paso 6

Verificar el nuevo porcentaje de la placa de referencia y compararlo con la lectura inicial. Si el mantenimiento se realizó correctamente, el porcentaje deberá ubicarse entre 0% y 5%.

